


OPRAVA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Oprava popisu obrázka zo strany 48.



Obr. 11: Detekcia nitrovaných proteínov pomocou anti-Ntyr protilátok a detekcia vitellogenínu v nitrovanej a nenitrovanej vzorke hemolymfy pomocou anti-Vg protilátok metódou Semi-dry blot na nitrocellulosovej membráne o veľkosti pórov 0,2 µm. Čísla nad obrázkom značia objem vzoriek nanosený v µl. Blot A: nitrované BSA (BSA-N) a nitrovaná hemolymfa (HL-N). Blot B: nitrovaná hemolymfa (HL-N) a nemodifikovaná hemolymfa (HL).